

Anti-Apoc2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P02655

품목 번호: CM0020026



소개

인간 Apolipoprotein C-II (APOC2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA 적용에 대해 검증되었으며 인간 및 쥐에 대한 교차 반응성을 보입니다. 지질 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APOC2 Rabbit pAb
비고/별칭	APO-CII; APOC-II; APOC2
종	인간
유전자 ID (인간)	344
유전자 ID	344
면역원	인간 APOC2 (NP_000474.2)의 아미노산 1-101에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P02655
단백질 무게	11kDa
배송	아이스백