


Wb 및 Elisa용 항-Apoe 토끼 다클론 항체 - P02649

품목 번호: CM0024637



소개

생쥐 Apoe에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 APOE와 교차 반응합니다. 지질 대사, 콜레스테롤 수송 및 신경 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Apoe 토끼 pAb
비고/별칭	Apo-E; Apoe
종	생쥐
유전자ID (인간)	348
유전자ID	11816
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P02649
단백질 분자량	36 kDa
배송 방법	아이스 팩