

Wb, Elisa용 항Appbp2 토끼 다클론 항체 - Q92624

품목 번호: CM0022566



소개

인간, 마우스, 랫드에서 WB와 ELISA로 검증된 APPBP2 토끼 다클론 항체입니다. 단백질 유비퀴틴화 과정에서 핵심 Cul2 기질 인식 구성요소인 아밀로이드 단백질 결합 단백질 2를 표적으로 합니다. 연구용으로 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APPBP2 Rabbit pAb
비고/별칭	PAT1; APP-BP2; HS.84084; APPBP2
종	인간
유전자ID (인간)	10513
유전자ID	10513
면역원	인간 APPBP2 (NP_006371.2)의 아미노산 386-585에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q92624
단백질 분자량	67kDa
배송 방식	아이스백