

Anti-Arf5 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P84085

품목 번호: CM0028662



소개

인간 ARF5를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 내인성 ARF5를 검출합니다. 골지 수송, mTORC1 신호 전달 및 리소좀 품질 관리 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ARF5 토끼 pAb
비고/별칭	ARF5
종	인간
유전자ID	381
면역원	인간 ARF5(NP_001653.1)의 아미노산 1-180번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P84085
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스 팩