

Anti-Arfrp1 / Arp 토끼 단클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - Q13795

품목 번호: CM0002588

소개

인간 ARFRP1/ARP (Q13795)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 사용 가능하며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 골지 트래피킹과 지질 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ARFRP1 / ARP 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ARP; Arp1; ARL18; ARFRP1 / ARP
종	인간
유전자ID (인간)	10139
유전자ID	10139
면역원	인간 ARFRP1 / ARP (Q13795)의 아미노산 102-201 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q13795
단백질 분자량	23kDa
배송 방식	아이스 팩