


Anti-Arginase 1 (Arg1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P05089

품목 번호: CM0019168



소개

Human Arginase 1 (ARG1)을 타겟으로 하는 Rabbit polyclonal antibody로, 웨스턴 블랏, 면역형광/면역퍼옥시다제, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 요소 회로 및 면역 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Arginase 1 (ARG1) Rabbit pAb
비고/별칭	ARG1; arginase-1; Arginase 1 (ARG1)
종(Species)	Human (사람)
GeneID (human)	383
GeneID	383
항원(Immunogen)	Human Arginase 1 (ARG1) (NP_000036.2)의 아미노산 1-322에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P05089
단백질 분자량	35kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)