

Wb, Elisa용 Asah2 토끼 다클론 항체 - Q9Nr71

품목 번호: CM0012897



소개

인간 ASA2(중성 세라마이드 분해효소)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체, WB 및 ELISA에 대해 검증됨; 마우스 및 랫과 교차 반응함. 세라마이드 신호 전달, 스펡고지질 대사 및 세포 사멸 연구에 적용 가능.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ASA2 토끼 pAb
비고/별칭	HNAC1; BCDase; LCDase; NCDase; N-CDase; ASA2
종	인간
유전자 ID (인간)	56624
유전자 ID	56624
면역원	인간 ASA2(NP_001137446.1)의 80-340 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫
SWISS	Q9NR71
단백질 분자량	86kDa
배송	얼음 주머니