

Wb, Elisa용 항인간 Ascc1 토끼 다클론 항체 - Q8N9N2

품목 번호: CM0024522



소개

인간 ASCC1(ASC-1 복합체 서브유닛 p50)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. DNA 복구 및 전사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ASCC1 토끼 pAb
비고/별칭	p50; CGI-18; SMABF2; ASC1p50; ASCC1
종	인간
GeneID (인간)	51008
GeneID	51008
면역원	인간 ASCC1 (NP_001185727.1)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N9N2
단백질 분자량	46kDa
배송 방식	아이스 팩