


Wb, Elisa용 Anti-Ascc2 다클론 항체 - Q9H1I8

품목 번호: CM0013786



소개

인간 ASCC2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. DNA 복구 및 리보솜 품질 관리 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASCC2 토끼 pAb
비고/별칭	p100; ASC1p100; ASCC2
종	인간
GeneID (인간)	84164
GeneID	84164
면역원	재조합 단백질 인간 ASCC2(NP_115580.2)의 아미노산 488-757에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9H1I8
단백질 중량	86kDa
배송	아이스백