


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Asct2/Slc1A5 단클론 항체 - Q15758

품목 번호: CM0006849



소개

인간 ASCT2/SLC1A5 (중성 아미노산 수송체 B(0))를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 글루타민 대사, D-세린 수송 및 레트로바이러스 진입에 관한 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASCT2/SLC1A5 토끼 mAb
비고/별칭	R16; AAAT; ATBO; M7V1; RDRC; ASCT2; M7VSI; ASCT2/SLC1A5
종	인간
유전자 ID (인간)	6510
면역원	재조합 단백질 인간 ASCT2/SLC1A5(NP_005619.1)의 아미노산 483-541에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산지	토끼
범주	단클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15758
단백질 무게	57kDa
배송	아이스백