

Anti-Asf1B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nvp2

품목 번호: CM0025871



소개

인간 히스톤 샤페론 ASF1B(CIA-II)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 염색질 조립 및 뉴클레오솜 역학 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ASF1B Rabbit pAb
비고/별칭	CIA-II; ASF1B
종	인간
GeneID (Human)	55723
GeneID	55723
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NVP2
단백질 무게	22kDa
배송	아이스백