


Wb, If, Ihc, Elisa용 Anti-Asgr1 토끼 다클로날 항체 - P07306

품목 번호: CM0014510



소개

인간 ASGR1을 타겟으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 엔도사이토시스 및 SARS-CoV-2 진입 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASGR1 Rabbit pAb
비고/별칭	HL-1; ASGPR; ASGPRI; CLEC4H1; ASGR1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	432
GeneID	432
면역원	인간 ASGR1 (NP_001662.1)의 아미노산 62-291에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P07306
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백