


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Ass1 토끼 단일클론 항체 - P00966

품목 번호: CM0010943



소개

WB, IF-P 및 ELISA에 사용할 수 있는 고품질 anti-ASS1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 ASS1과 교차 반응하며, 요소 회로 및 아르기닌 대사 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASS1 토끼 mAb
비고/별칭	ASS; CTLN1; ASS1
종	인간
유전자 ID (인간)	445
유전자 ID	445
면역원	합성 펩타이드 인간 ASS1(P00966)의 아미노산 1-100 영역에 해당하는 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P00966
단백질 중량	47 kDa
배송	아이스팩