


Wb, Elisa용 Anti-At1R/Agtr1 토끼 다클론 항체 - P30556

품목 번호: CM0017152



소개

인간 AT1R/AGTR1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 혈압의 주요 조절자인 안지오텐신 II 1형 수용체를 인식합니다. 약 41 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AT1R/AGTR1 토끼 pAb
비고/별칭	AT1; AG2S; AT1B; AT1R; ATR1; AT1AR; AT1BR; AT2R1; HAT1R; AGTR1B; AT1R/AGTR1
종	인간
유전자 ID(인간)	185
유전자 ID	185
면역원	인간 AT1R/AGTR1(NP_114438.2)의 아미노산 294-388에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P30556
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스팩