

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Atad3A/B 단일클론 항체 - Q9Nvi7 / Q5T9A4

품목 번호: CM0006637

소개

ATAD3A/B를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 네트워크 조직 및 대사에 필수적이며, 폐 선암에서 과발현됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATAD3A/B Rabbit mAb
비고/별칭	ATAD3A; HAYOS; ATPase family; ATAD3A/B
종	인간
GeneID (Human)	55210/83858
GeneID	55210/83858
면역원	인간 ATAD3A/B의 아미노산 1-240 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질. (NP_060658.3)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NVI7/Q5T9A4
단백질 분자량	57kDa/66kDa/71kDa
배송	아이스백