

Wb, Elisa용 항-Atad3B 다클론 항체 - Q5T9A4

품목 번호: CM0026639

소개

인간 ATAD3B를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 이 항체는 줄기세포 및 암 생물학에 관여하는 73 kDa 미토콘드리아 내막 단백질을 검출하며 미토콘드리아 네트워크 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATAD3B 토끼 pAb
비고/별칭	TOB3; AAA-TOB3; ATAD3B
종	인간
GeneID (인간)	83858
GeneID	83858
면역원	인간 ATAD3B (NP_114127.3)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q5T9A4
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스 팩