

항-아타신 3 (Atxn3) 토끼 다클론 항체, Wb, If/Icc, Elisa용 - P54252

품목 번호: CM0014644



소개

인간 아타신 3에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 아미노산 1-361 부위를 표적으로 하며 인간 및 생쥐 ATXN3와 반응합니다. 신경퇴행, 자가포식, 단백질 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	아타신 3 (ATXN3) 토끼 pAb
비고/별칭	AT3; JOS; MJD; ATX3; MJD1; SCA3; Ataxin-3 (ATXN3)
종	인간
유전자 ID	4287
면역원	인간 아타신 3 (ATXN3) (NP_004984.2)의 아미노산 1-361에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P54252
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 팩