

Anti-Atg10 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9H0Y0

품목 번호: CM0027322

소개

자가포식 과정에서 ATG12-ATG5 접합을 촉매하는 E2 유사 효소인 ATG10을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐 시료에서 WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 면역원: 아미노산 120-220 내 합성 펩티드입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATG10 토끼 pAb
비고/별칭	APG10; APG10L; pp12616; ATG10
종	사람
GeneID (사람)	83734
GeneID	83734
면역원	사람 ATG10 (NP_113670.1)의 아미노산 120-220 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9H0Y0
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스백