


Anti-Atg5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H1Y0

품목 번호: CM0017101



소개

마우스 및 랫트와 교차 반응성을 가지며 인간 ATG5 (오토파지 단백질 5)를 인식하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 오토파지 연구에서 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, ELISA 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATG5 Rabbit pAb
비고/별칭	ASP; Apg5; Apg5L; hApg5; SCAR25; Apg5-LIKE; ATG5
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9474
유전자 ID	9474
면역원	인간 ATG5 (NP_004840.1)의 아미노산 28-275에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9H1Y0
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백