

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Atg7 Rabbit Polyclonal Antibody - O95352

품목 번호: CM0015385

소개

인간 ATG7(자식작용 관련 7)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응. 자식작용 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATG7 Rabbit pAb
비고/별칭	GSA7; APG7L; SCAR31; APG7-LIKE; ATG7
종	인간
유전자 ID (인간)	10533
유전자 ID	10533
면역원	인간 ATG7 (NP_006386.1)의 아미노산 500-676에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95352
단백질 분자량	78 kDa
배송	아이스백