


Wb, Elisa용 Anti-Atic Rabbit Polyclonal Antibody - P31939

품목 번호: CM0025225



소개

인간 ATIC(이기능성 퓨린 생합성 효소)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 퓨린 대사 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATIC Rabbit pAb
비고/별칭	PURH; AICAR; AICARFT; IMPCHASE; HEL-S-70p; ATIC
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	471
GeneID	471
항원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 ATIC (NP_004035.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P31939
단백질 분자량	65kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)