

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Atm 단일클론 항체 - Q13315

품목 번호: CM0002210



소개

웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 ATM 토끼 단일클론 항체입니다. DNA 손상 반응 및 세포 주기 조절에 필수적인 인간 및 마우스 ATM 세린/트레오닌 키나아제를 검출합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATM Rabbit mAb
비고/별칭	AT1, ATA, ATC, ATD, ATE, ATDC, TEL1, TELO1, ATM
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	472
GeneID	472
면역원(Immunogen)	인간 ATM (Q13315)의 아미노산 2619-2939에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q13315
단백질 분자량	351kDa
배송(Shipping)	아이스백