

Wb, Elisa용 Anti-Atoh1 폴리클로날 항체 - Q92858

품목 번호: CM0028417

소개

인간 ATOH1 (bHLHa14)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응성을 나타냅니다. 신경 발생 및 전사 조절 연구에 이상적입니다. SWISS: Q92858.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATOH1 Rabbit pAb
비고/별칭	ATH1; HATH1; DFNA89; MATH-1; bHLHa14; ATOH1
종	인간(Human)
GeneID (인간간)	474
GeneID	474
면역원	인간 ATOH1 (NP_005163.1)의 아미노산 215-354에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q92858
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)