


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Atp1B1 Rabbit Monoclonal Antibody - P05026

품목 번호: CM0005807



소개

인간 ATP1B1 (Sodium/potassium-transporting ATPase subunit beta-1)에 대한 Rabbit monoclonal antibody입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 이온 수송, 세포 부착, 선천 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP1B1 Rabbit mAb
비고/별칭	ATP1B; ATP1B1
종	인간
GeneID (인간)	481
GeneID	481
면역원	인간 ATP1B1 (P05026)의 아미노산 204-303 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05026
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백