

Ihc-P, Elisa용 Anti-Atp1B2 다클론 항체 - P14415

품목 번호: CM0019567

소개

인간 ATP1B2(나트륨/칼륨 수송 ATPase 베타-2 소단위체)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 랫드에 교차 반응성을 나타냅니다. 세포 접착 및 이온 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP1B2 토끼 pAb
비고/별칭	AMOG; ATP1B2
종	인간
GeneID (인간)	482
GeneID	482
면역원	인간 ATP1B2(NP_001669.3)의 68~290번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P14415
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩