

Anti-Atp5D 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P30049

품목 번호: CM0026214



소개

인체 ATP5D(ATP synthase F1 subunit delta, mitochondrial)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA 검증을 완료하였으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 보입니다. 미토콘드리아 연구 및 ATP 합성효소 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	ATP5D 토끼 pAb
비고/별칭	ATP5D; MC5DN5
종	인체
GeneID (인체)	513
GeneID	513
면역원	인체 ATP5D(NP_001678.1)의 아미노산 1-168에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	P30049
단백질 무게	17kDa
배송	아이스팩