

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Atp5F1 폴리클로날 항체 - P24539

품목 번호: CM0025804



소개

미토콘드리아 ATP 합성효소의 소단위인 ATP5F1을 표적하는 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 사람과 마우스와 반응합니다. 미토콘드리아 바이오에너지틱스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP5F1 Rabbit pAb
비고/별칭	PIG47; ATP5F1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	515
GeneID	515
면역원	사람 ATP5F1 (NP_001679.2)의 아미노산 1-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P24539
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)