


Wb, Elisa용 항-Atp6Ap2 토끼 다클론 항체 - O75787

품목 번호: CM0026735



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 항-ATP6AP2 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 ATP6AP2 단백질(레닌 수용체, 39 kDa)을 인식합니다. 레닌-안지오텐신 시스템 및 리소좀 생물학 분야의 IVD 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP6AP2 토끼 pAb
비고/별칭	PRR; M8-9; MRXE; RENR; XMRE; XPDS; CDG2R; HT028; MRXSH; ELDF10; ATP6IP2; MSTP009; APT6M8-9; ATP6M8-9; ATP6AP2
종	인간
유전자ID (인간)	10159
면역원	인간 ATP6AP2 (NP_005756.2)의 아미노산 251-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75787
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백