


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Atp6V0A1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q93050

품목 번호: CM0015621



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 ATP6V0A1 Rabbit Polyclonal Antibody; 인간, 마우스, 랫트 인식. 세포기관 산성화, mTORC1 신호전달 및 신경 발달 연구를 위한 V-ATPase 서브유닛 a1을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP6V0A1 Rabbit pAb
비고/별칭	a1; Stvl; VPPI; Vph1; ATP6N1; DEE104; NEDEBA; ATP6N1A; ATP6V0A1
종	인간
GeneID (인간)	535
GeneID	535
면역원	인간 ATP6V0A1 (NP_001123493.1)의 아미노산 60-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q93050
단백질 분자량	96kDa
배송	아이스백