


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Atp6V1E1 다클론 항체 - P36543

품목 번호: CM0026234



소개

ATP6V1E1을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. V-ATPase 복합체 및 이온 수송 연구에 필수적입니다. - P36543

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP6V1E1 토끼 pAb
비고/별칭	P31; Vma4; ATP6E; ARCL2C; ATP6E2; ATP6V1E; ATP6V1E1
종	인간
유전자 ID (인간)	529
유전자 ID	529
면역원	인간 ATP6V1E1 (NP_001687.1)의 아미노산 77-226에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P36543
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스 팩