

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Atp6V1G2 토끼 다클론 항체 - O95670

품목 번호: CM0023654

소개

CamelBio의 항ATP6V1G2 토끼 다클론 항체는 액포형 양성자 펌프 연구를 위해 WB, IHC-P, ELISA를 통해 인간, 마우스, 래트 샘플에서 V-ATPase 서브유닛 G2(14 kDa)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ATP6V1G2 토끼 pAb
비고/별칭	NG38; ATP6G; VMA10; ATP6G2; ATP6V1G2
종	인간
GeneID (인간)	534
GeneID	534
면역원	인간 ATP6V1G2 (NP_569730.1)의 아미노산 40-100에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95670
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스 팩