

Wb 및 Elisa용 Anti-Atp8B3 Rabbit Polyclonal Antibody - O60423

품목 번호: CM0020605

소개

정자 기능에 중요한 인지질 수송 ATPase flippase인 ATP8B3에 대한 토끼 폴리클로날 항체. 인간 샘플로 WB 및 ELISA에서 검증됨. 단백질 분자량 147kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP8B3 Rabbit pAb
비고/별칭	ATPIK; ATP8B3
종	인간
유전자 ID (인간)	148229
면역원	인간 ATP8B3 (NP_620168.1)의 아미노산 600-900에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O60423
단백질 분자량	147kDa
배송	아이스팩