


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Atpb 토끼 단클론 항체 - P06576

품목 번호: CM0002982



소개

인간 ATP 합성효소 베타 서브유닛(ATPB)을 표적으로 하는 고친화성 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 미토콘드리아 에너지 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATPB 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ATP5B; ATPMB; ATPSB; HUMOP2; HEL-S-271; ATPB
종	인간
유전자ID (인간)	506
유전자ID	506
면역원	인간 ATPB (NP_001677.2)의 아미노산 230-529에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06576
단백질 분자량	57kDa
배송 방식	아이스 팩