

Wb 및 Elisa용 Anti-Atrnl1 폴리클로날 항체 - Q5Vv63

품목 번호: CM0016987

소개

WB 및 ELISA용 고품질의 anti-ATRNL1 토끼 폴리클로날 항체로, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 멜라노코르틴 신호 전달 및 에너지 항상성 연구에 적합합니다. 분자량 153kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATRNL1 Rabbit pAb
비고/별칭	ALP; bA338L11.1; bA454H24.1; ATRNL1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	26033
GeneID	26033
면역원(Immunogen)	인간 ATRNL1 (NP_001263211.1)의 아미노산 53-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q5VV63
단백질 분자량	153kDa
배송	아이스 팩