

Anti-B3Galt4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O96024

품목 번호: CM0018403

소개

Human B3GALT4를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 갱글리오시드 생합성에 관여하는 골지체 내 갈락토실트랜스퍼라제입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 진단 연구 및 당생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	B3GALT4 Rabbit pAb
비고/별칭	GALT2; GALT4; BETA3GALT4; B3GALT4
종(Species)	Human (사람)
GeneID (Human)	8705
GeneID	8705
면역원(Immunogen)	Human B3GALT4 (NP_003773.1)의 아미노산 80-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스)
SWISS	O96024
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)