

## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-B9D1 폴리클로날 항체 - Q9Upm9

품목 번호: CM0030021

### 소개

인간 B9D1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 섬모 및 섬모병증 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 사양                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명         | B9D1 Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭       | B9; MKS9; EPPB9; MKSR1; JBTS27; MKSR-1; B9D1                |
| 종           | 인간                                                          |
| GeneID (인간) | 27077                                                       |
| GeneID      | 27077                                                       |
| 면역원         | 인간 B9D1의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_056496.1) |
| 원천          | 토끼                                                          |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체                                                    |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                    |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                 |
| SWISS       | Q9UPM9                                                      |
| 단백질 분자량     | 23kDa                                                       |
| 배송          | 아이스팩                                                        |