

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Bag1 토끼 단클론 항체 - Q99933

품목 번호: CM0002548

소개

인간 BAG1을 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포자멸사 및 샤페론 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Bag1 토끼 mAb
비고/별칭	HAP; BAG-1; RAP46; Bag1
종	인간
유전자 ID (인간)	573
유전자 ID	573
면역원	합성 펩타이드, 인간 Bag1 (Q99933)의 아미노산 100-200 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99933
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스 팩