

Anti-Bag5 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9UL15

품목 번호: CM0028062



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA로 검증된 BAG5 토끼 다클론 항체입니다. 단백질 항상성에 필수적이고 심근병증과 연관된 HSP70의 공동 샤페론 BAG5를 표적으로 합니다. 심장 및 샤페론 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	BAG5 토끼 pAb
비고/별칭	BAG-5; CMD2F; BAG5
종	인간
유전자 ID	9529
면역원	인간 BAG5 (NP_004864.1)의 아미노산 198-447에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UL15
단백질 분자량	51kDa
배송 방법	아이스 팩