

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Bap31 토끼 단클론 항체 - P51572

품목 번호: CM0006196



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 설계된 BAP31 토끼 단클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐 샘플에서 BAP31 단백질(28 kDa)을 검출합니다. 소포체 기능, 단백질 수송 및 세포자멸사 경로 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BAP31 토끼 mAb
비고/별칭	CDM; DDCH; BAP31; 6C6-AG; DELXQ28; DXS1357E; MICRODELXq28
종	사람
유전자 ID	10134
면역원	사람 BAP31 (P51572)의 아미노산 101-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P51572
단백질 분자량	28kDa
배송 방식	아이스 팩