

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Bap31 Rabbit Polyclonal Antibody - P51572

품목 번호: CM0025517



소개

단백질 분비 및 ERAD에 관여하는 ER 막 단백질인 인간 BAP31(BCAP31)에 대한 토끼 폴리클로날항체. WB, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	BAP31 Rabbit pAb
비고/별칭	CDM; DDCH; BAP31; 6C6-AG; DELXQ28; DXS1357E; MICRODELXq28
종	인간
GeneID (Human)	10134
GeneID	10134
면역원	인간 BAP31 (NP_001243376.1)의 아미노산 127-246 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클로날항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P51572
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백