


Wb 및 Elisa용 항-Bat3/Bag6 토끼 단클론 항체 - P46379

품목 번호: CM0002961



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 항-BAT3/BAG6 토끼 단클론 항체입니다. 단백질 품질 관리 및 세포자멸사에 관여하는 샤페론인 인간, 마우스, 래트 BAG6을 검출합니다. IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BAT3/BAG6 토끼 mAb
비고/별칭	G3; BAT3; BAG-6; D6S52E; BAT3/BAG6
종	인간
유전자 ID (인간)	7917
면역원	인간 BAT3/BAG6 (P46379)의 아미노산 1033-1132번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P46379
단백질 분자량	119kDa
배송 방식	아이스백