

Anti-Bbs7 토끼 다클론 항체 (Wb/If/Icc/Elisa용) - Q8Iwz6

품목 번호: CM0024634

소개

인간 BBS7(BBS2L1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 약 80 kDa 단백질을 검출합니다. 섬유증, BBSome 복합체 및 SHH 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BBS7 토끼 pAb
비고/별칭	BBS2L1; BBS7
종	인간
GeneID (인간)	55212
GeneID	55212
면역원	인간 BBS7 (NP_060660.2)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q8Iwz6
단백질 분자량	80kDa
배송 방식	아이스 팩