

## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Bcar1 폴리클로날 항체 - P56945

품목 번호: CM0022482



### 소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 BCAR1 토끼 폴리클로날 항체(P56945). 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)와 반응합니다. 세포 부착 및 이동 신호 경로의 중심 도킹 단백질인 p130cas를 타겟으로 합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | BCAR1 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭                    | CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas; BCAR1                        |
| 종(Species)               | Human                                                          |
| 유전자 ID                   | 9564                                                           |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 BCAR1 (NP_055382.2)의 아미노산 495-612에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질 |
| 공급원(Source)              | Rabbit                                                         |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                |
| 어플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                       |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Human, Mouse, Rat                                              |
| SWISS                    | P56945                                                         |
| 단백질 분자량                  | 93kDa                                                          |
| 배송(Shipping)             | 아이스 백(Ice bag)                                                 |