

## Anti-Bcl2L14/Bclg Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If, Elisa - Q9Bzr8

품목 번호: CM0028050

### 소개

인간 BCL2L14/BCLG(세포자극 촉진제 Bcl-2-like 14)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트의 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 세포자극 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | BCL2L14/BCLG Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭       | BCLG; BCL2L14/BCLG                                                   |
| 종           | 인간(Human)                                                            |
| 유전자 ID (인간) | 79370                                                                |
| 유전자 ID      | 79370                                                                |
| 면역원         | 인간 BCL2L14/BCLG (NP_620049.1)의 아미노산 1-327에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                           |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체                                                             |
| 애플리케이션      | WB, IF/ICC, ELISA                                                    |
| 교차 반응성      | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                                       |
| SWISS       | Q9BZR8                                                               |
| 단백질 분자량     | 37kDa                                                                |
| 배송          | 아이스백                                                                 |