


Wb 및 Elisa용 Anti-Bclaf1 폴리클로날 항체 - Q9Nyf8

품목 번호: CM0024202



소개

BCLAF1 (BTF)에 대한 고품질의 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트 BCLAF1과 교차 반응합니다. 세포자멸(apoptosis) 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BCLAF1 Rabbit pAb
비고/별칭	BTF, bK211L9.1, BCLAF1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	9774
유전자 ID	9774
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 BCLAF1 (NP_001070909.1)의 아미노산 330-552 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9NYF8
단백질 분자량	106kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)