


If-P, Elisa용 Anti-Bdnf 단클론 항체 - P23560

품목 번호: CM0005654



소개

인간 BDNF에 대한 토끼 단클론 항체로, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐 BDNF를 검출합니다. 신경영양 신호 전달, 시냅스 가소성 및 신경 세포 생존에 관한 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BDNF Rabbit mAb
비고/별칭	ANON2; BULN2; BDNF
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	627
유전자 ID	627
면역원	합성 펩타이드 - 인간 BDNF (P23560)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체
응용	IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P23560
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 백(Ice bag)