

Wb, Ihc-P, Elisa용 항베타2 미세구글불린 다클론 항체 - P61769

품목 번호: CM0016680



소개

인간 베타2 미세구글불린을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보이며, MHC 클래스 I 항원 제시 및 면역 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	베타2 미세구글불린 토끼 pAb
비고/별칭	IMD43; 베타2 미세구글불린
종	인간
유전자 ID (인간)	567
유전자 ID	567
면역원	재조합 단백질 인간 베타2 미세구글불린(NP_004039.1)의 아미노산 21-119번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
생산원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P61769
단백질 분자량	14kDa
배송 방식	아이스백