

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Bgn 토끼 다클론 항체 - P21810

품목 번호: CM0028482

소개

인간 빅리칸(BGN)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 생쥐와 교차 반응합니다. 세포외 기질 및 결합 조직 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BGN 토끼 pAb
비고/별칭	PGI; MRLS; DSPG1; PG-S1; SEMDX; SLRR1A; BGN
종	인간
유전자 ID (인간)	633
면역원	인간 BGN(NP_001702.1)의 아미노산 38-368에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P21810
단백질 분자량	42kDa
배송 방법	아이스백