


Wb, If-P, Elisa용 항-Bhmt 토끼 다클론 항체 - Q93088

품목 번호: CM0013713



소개

인간 BHMT(베타인-호모시스테인 S-메틸트랜스퍼라아제 1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P, ELISA 응용 분야에서 검증되었으며 마우스와 래트에 교차 반응성을 보입니다. 호모시스테인 대사 연구에 이상적입니다. 단백질 중량은 45kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BHMT 토끼 pAb
비고/별칭	BHMT1; HEL-S-61p; BHMT
종	인간
GeneID (인간)	635
GeneID	635
면역원	제조항 단백질 인간 BHMT (NP_001704.2)의 아미노산 177-406에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q93088
단백질 중량	45kDa
배송	아이스백