


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Bif-1 다클론 항체 - Q9Y371

품목 번호: CM0016020



소개

인간 Bif-1(Endophilin-B1, CGI-61)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. Bif-1은 미토콘드리아 역학, 세포사멸 및 자가포식을 조절합니다. 연구용.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	Bif-1 토끼 pAb
비고/별칭	Bif-1; CGI-61; PPP1R70; dj612B15.2
종	인간
GeneID (인간)	51100
GeneID	51100
면역원	인간 Bif-1(NP_057093.1)의 아미노산 120-365에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9Y371
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백